

제품구성

			
Lifecoordi 500 (Activity Monitor) -1일 정보 제공(LCD) -7일 정보 표시(LCD) -최대 60일 정보 저장	충전기 : TTA 20PIN 표준형 충전기 -제품시양 사용 전압 : AC110V~240V 정격 출력 : DC4.2V 750mA -충전상태표시 충전 중 : 적색점등 충전완료 : 녹색점등 예러발생 : 적색점멸	Lifecoordi Analysis Software (LAS) -사용자 관리 프로그램 -단체용 사용자 프로그램 열매	USB케이블 (충전용) -컴퓨터와 연결하여 DATA 통신 및 충전기능

제품활용

- 병원, 보건소 등 의료기관 및 재활기관 회원의 건강관리
- 학교 등 교육기관의 학생건강관리
- 기업 내 직원건강관리
- 스포츠센터, 휘트니스 센터 및 전문 운동기관 회원 건강관리
- 고령자, 비만자 등 개인별 맞춤운동 및 체중관리
- 당뇨병 환자, 생리학 치료전문가 등 치료를 위한 건강관리

제품사양

구 분	내 용
걸음수(Step counts)	0 ~ 99,999 (step)
이동거리 (Distance)	0 ~ 99,999 (m)
활동 칼로리 (Activity Calorie)	0 ~ 99,999 (Kcal)
전체 칼로리 (Total Calories)	0 ~ 99,999 (Kcal)
운동강도 (METs)	0 ~ 9 (METs)
데이터저장(Memory)	LCD 표시 : 7일 데이터저장 : 60일
제품크기 (Size)	W 62mm x H 45mm x D 28mm
전원 및 수명 (Battery & Battery Life)	1 x Rechargeable Li-Polymer (3.7V) 15 day



첨단기술기업

유망중소기업

회사소개 | About Company

Bodypro는 (주)두성기술 U-health사업부의 브랜드로써, 정확한 신체상태의 진단을 위하여 심박수, 심전도, 혈압, 체온 등 다양한 인체의 신호를 측정, 분석하고 있습니다. 이를 바탕으로 신체를 건강한 상태로 회복, 유지하기 위해 다양한 방법들을 연구 개발하고 있습니다.

Bodypro는 1994년부터 지속되어온 (주)두성기술의 반도체 회로 설계분야의 전문 지식과 생체신호 측정 기술이 접목되어 연구 개발되었으며, 이를 바탕으로 인체생체 신호 측정과 분석에 깊이 있는 지식을 보유하고 있으며, 인류의 건강한 행복을 유지할 수 있도록 부단한 노력으로 Healthcare분야의 새로운 장을 열어가는 기업이 되겠습니다.



Sense Your Body !
 Personal & Group-Specialized Activity Monitor
Lifecoordi 500

(주)두성기술

대전광역시 대덕구 신일동 1687-3번지
 E-MAIL : sales@du-sung.com
 sales@bodypro.co.kr

TEL.+82.42.936.8166 FAX.+82.42.936.8169
 Homepage : www.du-sung.com
 www.bodypro.co.kr

Sense Your Body !
Personal & Group-Specialized Activity Monitor

Lifecoordi 500

Lifecoordi 500이란 걸음수, 이동거리, 칼로리 소모량, 운동강도(METs)등 사용자의 정확한 활동량을 측정하여, 과학적인 분석이 가능한 새로운 개념의 Activity Monitor 이며, 개인 및 그룹별 건강관리, 몸매관리, 체중관리를 위한 최상의 헬스케어 솔루션 장비입니다.

Lifecoordi 500의 주요기능

- 걸음수, 이동거리, 운동강도(METs), 활동시 칼로리 소모량, 전체 칼로리 소모량 측정
- 과학적인 생활패턴 분석
- 개인별 맞춤 목표칼로리, 목표 걸음수 설정 및 평가
- 과거운동결과 기록 리뷰 (7일간의 기록 리뷰)
- 운동기록 자동 저장 가능 (60일간의 운동결과 저장)
- 측정된 운동결과 분석 (리포트)
- 다이어트 프로그램 (Weight Loss Plan) 지원



- 시계 (Watch)
- 걸음수 (Step counts)
- 이동거리 (Distance)
- 소비칼로리 (Calories expenditure)
- 운동강도 (Physical activity intensity Level : METs)
- 목표달성율 (Target step counts or Target Calories expenditure)
- 7Day 운동결과 리뷰 (LCD View)
- 60Day 운동결과 저장 (Memory)
- PC 다운로드 (PC Download)
- 설정 (Setting)

Lifecoordi Analysis Software

Lifecoordi Analysis Software(LAS) 는 특별하고 사용자 친화적인 프로그램으로써 Lifecoordi 500에서 측정된 데이터를 분석하여 보다 다양한 정보를 제공합니다.

Lifecoordi Analysis Software 주요기능

- 권한별(관리자 ID 및 사용자 ID) Log-in 기능
- 자동 USB 다운로드 기능
- 일별/ 주별/ 월별 리포트 기능
- 다이어트 프로그램 (Weight Loss Plan) 기능
- 그룹 내 개인 순위, 전체 개인 순위 등 정보 제공
- 음식 섭취에 따른 감량 기능 제공
- 체중감량 예측 기능

개인용



- 체중감량계획
- 신체정보관리
- 활동결과 및 체중 감량 예측
- 종합운동결과 리포트

단체용



- 개인용 Lifecoordi Analysis Software에서 그룹별 관리 기능 추가
- 그룹 내 개인순위, 전체 개인 순위 등 정보제공

Exercise Plan Setting & Management


운동계획 설정 및 이력 관리

체중 감량 계획

체중 감량 계획
2010.07.15(목) ~ 2010.10.06(수)
12주(84일) 2(kg) 감량
주별 0.17(kg) 감량
목표일까지 22일 남았습니다.
계 획 작 성

- 체중감량 목표 및 기간 설정
- 총 계획 기간 및 감량 체중이 표시
- 주별 감량해야 할 무게 표시
- 목표일까지의 남은 기간 정보 표시

활동결과 및 체중 감량 예측



- 체중감량 달성율(%) 표시
목표 대비 달성율 표시
- 체중 감량 예측기능
감량 목표한 무게에서 추가 또는 감량한 무게 예측
- 측정일 평균내역
체중 감량 계획을 기준으로 한 측정기간 동안의 평균내역을 확인
- 칼로리 소비 분포
총 소비된 칼로리를 기준으로 칼로리 소비가 어떻게 이루어 졌는가에 대한 분포를 확인
- 신체정보관리
체질량지수(BMI)
기초대사량(BMR)

종합운동결과 리포트



기간별 일별 걸음수, 칼로리 소모량, 이동거리, 운동강도 및 활동시간을 확인할 수 있습니다. 또한 운동결과를 리포트로 출력하여 확인할 수 있습니다.